

calor x KARL LAGERFELD

AVANT

APRÈS



POWER STRAIGHT

TESTÉ CLINIQUEMENT

PLUS
RAPIDE
QU'UN LISSEUR

JUSQU'À 33%
DE TEMPS GAGNÉ*

*vs. Le lisseur Calor SF4210.

Test réalisé par un laboratoire externe en 2017 auprès de 24 volontaires

*versus de stijltang Calor SF4210.

Getest in een extern laboratorium in 2017, waarbij 24 vrijwilligers.

1820009789